

нено[®] claro



посібник користувача

Шановний Клієнт,
Придбаний вами пристрій NENO CLARO- це збирач молока, який використовується для збору молока під час годування / зціджування молока з іншої молочної залози. Він призначений для збору їжі простим і ефективним способом. У комплект входять два молочних колектора разом з чехлом для зберігання.

1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Перед кожним використанням перевірте стан виробу.
2. Для чищення рекомендується використовувати тільки м'які щітки або губки. Тверді матеріали можуть призвести до подряпин.
3. Якщо є ознаки пошкодження, замініть виріб.
4. Не зберігайте гострі предмети поруч.
5. Цей продукт не іграшка. Колектор слід використовувати за призначенням.
6. Зберігайте продукт в сухому місці і уникайте прямих сонячних променів.

2. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ

Простий у використанні
Простим нанесенням на груди колектор прилипає і дозволяє збирати молоко.
Не містить Бісфенолу-А

Виготовлений з високоякісного силікону і поліпропілену. Не містить Бісфенолу-А
Безболісна, тиха праця
Колектор можна використовувати приховано. Без проблем його можна заховати в ліфчику або корсеті.

Позбутися від витоків
Під час годування однією груддю, молоко з іншої молочної залози випливає саме по собі.
Це ідеальний пристрій, щоб уникнути забруднення білизни і в той же час не витратити дорогоцінне молоко. Колектор збирає кожну краплю молока, що випливає з грудей.

Легко чистити
Для дезінфекції підготуйте посудину з киплячою водою і помістіть в нього розкладені елементи виробу. Дезінфекція повинна тривати близько 3-4 хв.



3. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ КОЛЕКТОР

1. Переконайтеся, що всі компоненти колектора встановлені правильно.
2. Тримайте продукт щільно на грудях, закриваючи отвір.
3. Колектор слід використовувати, надівши на нього бюстгальтер. Переконайтеся, що він щільно прилягає, щоб запобігти витоку.
4. Після того, як контейнер заповнений, витягніть силіконовий шпильку, вилийте молоко в пляшечку для годування або вилийте в молочний пакет і поставте в холодильник.
5. Промийте колектор під проточною водою.
6. Пропустіть один кінець силіконової шпильки, через отвір на іншому кінці і таким чином ви можете повісити колектор, щоб висохнути.
7. Помістіть в прохолодне і добре провітрюване місце, щоб висохнути.

4. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал: силікон (кришка) + РР (контейнер)

Матеріал корпусу: РР

Розмір колектора: 10,3х9, 5х3, 5 см

Розмір набору: 11х7см

Вага колектора: 32 г

Вага комплекту: 114 г

Вміст: 2шт колектор, чехол

5. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія.

З умовами гарантії можна ознайомитись за посиланням: <https://neno.pl/gwarancja>

Деталі, контактні дані та адресу веб-сайту можна знайти за адресою:
<https://neno.pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст комплекту можуть бути змінені без попередження.
Просимо вибачення за незручності



Виробник:
KGK Trade SP.
Уйастек 56,
31-752 Краків,
Польща

Зроблено в Р. Р. С.

нено[®]