

пено[®]

MEDIC  T07

професійний безконтактний
термометр

5 РЕЖИМІВ РОБОТИ

 вухо

 лоб

 вухо дитини

 лоб дитини

 об'єкт



легко
читається
дисплей




магнітний
ковпачок



сумка в
комплекті





*Every Mom
is a Superhero!*

*Polecam
Major Hygy*

Автоматична зміна режимів роботи

Термометри Neno Medic T07 мають 2 режими для вимірювання температури тіла. Вони змінюються автоматично, без Вашої участі. Все, що Вам потрібно зробити, це зняти ковпачок, після чого термометр автоматично переключиться в вушний режим. Залежно від Ваших потреб, Ви можете контролювати температуру, помістивши термометр на вухо або лоб.





Професійне вимірювання

Nepo Medic T07 - це медичний прилад, який можна використовувати в лікарнях, медичних установах, а також в дитячих садах і яслах. Прилад забезпечує вичерпний діапазон вимірювання температури тіла - від 22 до 43°C. Для правильного вимірювання температури термометром потрібно тримати його перпендикулярно на відстані 1-3 сантиметри від чола

Зручний для читання дисплей

Neno Medic T07 має стильний і сучасний, а головне, легко читабельний дисплей, який можна використовувати навіть ввечері, посеред ночі або раннім зимовим ранком. Таким чином, Вам не доведеться вмикати світло в кімнаті на світанку, щоб виміряти температуру і перевірити результат вимірювання.




Інфрачервона технологія

Використовуючи інфрачервону технологію, Neno Medic T07 забезпечує професійне вимірювання температури в домашніх умовах, тому вимірювання температури є повністю безконтактним.



Магнітний ковпачок

Просто зніміть магнітний ковпачок, і термометр автоматично перейде в режим вушного вимірювання. Завдяки цьому інтуїтивно зрозумілому рішенню ви отримаєте максимальний комфорт. Вам більше не потрібно буде мати окремі термометри, а тільки один, Neno Medic T07, який є 2в1 - "для вуха" і "для чола".





**Режим
вимірювання
на лобі**



Вимірювання температури на лобі

Ваш малюк спить і Ви не хочете його будити? Немає нічого простішого. За допомогою нашого термометра Neno Medic T07 Ви можете безконтактно виміряти температуру Вашої дитини, просто піднісши термометр до її чола. Просто, чи не так? Кожна мама - супергерой.

Вимірювання температури у вусі

Для вушного вимірювання просто зніміть магнітний ковпачок, відігніть вушну раковину дитини назад, як вказано в інструкції, що додається в комплекті, вставте термометр у вушний канал і натисніть кнопку увімкнення пристрою. Швидко і безпечно, чи не так?



**Вимірювання
температури
у вусі**





Огляд вимірювань

Термометри Neno Medic T07 дозволяють переглянути результати вимірювань членів Вашої родини, оскільки вони зберігають в пам'яті останні 20 вимірювань температури. Вам не доведеться щоразу записувати температуру на зникаючих папірцях, адже, натиснувши кнопку "Пам'ять/Режим", ви можете перевірити останнє вимірювання безпосередньо на термометрі.



Вимірювання температури навколишнього середовища

За допомогою режиму вимірювання об'єкта, який Ви активуєте, натиснувши на кнопку "Режим", Ви можете безконтактно виміряти не тільки температуру обраного об'єкта, але і температуру в приміщенні. Все досить просто - увімкніть режим об'єкта і дізнайтеся, чи підходить температура для вашого малюка.



Режим об'єкта



Режим об'єкта


Вимірювання температури води

Як виміряти температуру води у ванні в режимі вимірювання об'єкта? Ну, це дуже просто - просто встановіть на термометрі режим вимірювання об'єкта, а потім помістіть термометр близько до води і через деякий час зчитайте температуру. Таким чином вода для Вашого малюка більше не буде занадто холодною або занадто гарячою. Це буде безпечно для вашого малюка.





Режим об'єкта



Вимірювання температури їжі

За допомогою режиму вимірювання об'єктів Ви також зможете перевірити точну температуру їжі Вашої дитини. Піктограма будиночка показує, що цей режим увімкнений. Neno Medic T07 - це пристрій, який дозволяє перевірити температуру кожного вибраного предмета.



**Беззвучний
режим**

Вимірювання в тихому режимі

Якщо Ваша дитина спить і Ви не хочете будити її під час вимірювання температури, активуйте безшумний режим. Просто утримуйте кнопку "Пам'ять/Беззвучний режим" близько 5 секунд, що дозволить тихо і м'яко виміряти температуру Вашого малюка.



**Режим
вимірювання
для дітей
до 12 років**

Точне вимірювання

Крім двох режимів, що автоматично змінюються, за допомогою кнопки "Режим" Ви також можете вибрати режим для дитини до 12 років і режим для дітей старше 12 років, що забезпечить точне вимірювання температури Вашої дитини.





Елегантний чохол в комплекті

Разом з термометром ви отримуєте від нас елегантний чохол, завдяки якому ви зможете безпечно зберігати виріб, захищений від пошкоджуючих факторів для приладу, таких як пил.

Унікальний, естетичний дизайн

Висока естетика, висока якість, білизна, елегантність і сучасність - ось ті відмінні риси, за які Neno Medic T07 так полюбився #nenotots. Цей термометр також цінується за свою легкість, адже він важить всього 72 грами.



нено[®]

MEDIC  T07

професійний безконтактний
термометр

Діапазон вимірювання: лоб 22~43°C (71,6~109,4°F)
вуха 34~43°C (93,2~109,4°F)
об'єкт 0~100°C (32~212°F)

Точність вимірювання: лоб $\pm 0,2^\circ\text{C}$ в діапазонах 36~39°C, $\pm 0,3^\circ\text{C}$ в
діапазонах 22~36°C та 39~43°C;
вуха $\pm 0,2^\circ\text{C}$ в діапазоні 36~39°C, $\pm 0,3^\circ\text{C}$ в
діапазонах 34~36°C та 39~43°C;
Об'єкт/кімната: $\pm 1^\circ\text{C}/\pm 2^\circ\text{F}$

Пам'ять: 20 вимірювань після
Автоматичне 10 секунд бездіяльності
відключення:

Одиниці виміру: Градуси Цельсія (°C) або градуси

Батарейки: Фаренгейта (°F)

Робоча температура: 2×AA, DC 3V (у комплекті)

Температура 10~40°C
зберігання: -20~50°C

Габарити: 145.5×45.4×43.4 мм

Вага: 72 g

EAN: 5902479673646

CN: 90251900

PN: NEN-MAM-TE003



НАГОРОДИ для компанії
KGK TREND

Власник торгової марки Neno:



MADE IN POLAND
2022

Якщо ви не знаєте, який продукт вибрати, потребуєте допомоги, підтримки або маєте питання до наших акушерок, експертів з лактації Neno, зателефонуйте або напишіть безпосередньо до Центру підтримки клієнтів Neno. Телефон довіри: +48 731 594 301, mail: info@neno.pl.